

舒沛噴® 吸入器

RESPIMAT®
Unique mist, reliable delivery.

STRIVERDI®
RESPIMAT®
Olodaterol



SPIRIVA®
RESPIMAT®
(tiotropium)

NEW ONCE-DAILY SPIOLTO®
RESPIMAT®
TIOTRIPIUM & OLODATEROL

舒沛噴® 吸入器使用說明

裝填藥罐

拔 裝 壓 噴




拔蓋，按住安全扣並拔下透明底座

1



裝藥，將藥罐窄端開口對著吸入器

2



將藥罐完全壓到底，推入吸入器。
藥罐一旦插入吸入器後，不可再取出。

3



裝上透明底座，請勿再將透明底座取下。
第一次裝填好藥瓶時，請試噴三次，
看到有煙霧再開始使用。（新開封/第一次用時才需要）

4



其他注意事項:

每個吸入器內含30天的藥量，當指針進入紅色區域時，大約還剩7天的藥量。
一旦指針到達紅色區域的頂端，表示所有藥量已不足。

國語

台語

客語

英語 (English)

越南 (Tiếng Việt)

印尼 (Bahasa Indonesia)



國語 <https://youtu.be/HIXnt2-Embs>

台語 https://youtu.be/XksL_RYKdhw

客語 https://youtu.be/fIXGyOKAn_g

英語 (English) <https://youtu.be/BCGy5MHH63I>

越南 (Tiếng Việt) <https://youtu.be/wLbqVGW4ygg>

印尼 (Bahasa Indonesia) <https://youtu.be/pSEd3BnYmMk>

舒沛噴[®] 吸入器

RESPIMAT[®]
Unique mist, reliable delivery.

STRIVERDI[®]
RESPIMAT[®]
Olodaterol



SPIRIVA[®]
RESPIMAT[®]
(tiotropium)

NEW ONCE-DAILY SPIOLTO[®]
RESPIMAT[®]
TIOTROPIUM & OLODATEROL

吸入方式

轉 開 吸 蓋 輕鬆吸



轉

1

每次轉動前，一定要蓋緊蓋子。

每天使用時，請左手扶著舒沛噴吸入器，右手像扭毛巾的方式往右轉半圈，聽到「卡嗒」一聲。



開

2

蓋子從側邊打開。



吸

3

嘴巴含著吸入器(勿含住側孔)，壓下灰色給藥按鈕，接著用嘴巴慢慢吸氣吸飽。閉氣5秒鐘，然後鼻子慢慢吐氣。



蓋

4

完成一次的劑量後，請記得將蓋子蓋上，休息半分鐘後，再吸第2次。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
每日用藥記錄	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

持續治療非常重要，請每月回醫院拿取新的 Respimat 吸入器

衛教人員：

諮詢電話：