

昂帝博 吸入膠囊使用方式

Inhalation Powder User Manual

昂帝博吸入膠囊採用進口防潮包裝以確保藥物良好保存不易變質

昂帝博吸入膠囊 成分：每顆膠囊含110微克 Indacaterol 及 50微克 glycopyrronium 適應症：慢性阻塞性肺疾之維持治療。降低有惡化病史病人之 COPD 惡化。



如何正確安全地取出包裝內膠囊

1 拿

從藥盒中拿出
防潮包裝藥片

2 分

沿鋁箔分割線
分開一個膠囊
泡殼

註：沿分割線前後折一下更容易分開

3 撕

從“紅色箭頭處”
撕開白色保護膜，
露出膠囊

註：不要用擠壓方式將膠囊從鋁箔取出

4 取

將膠囊由鋁箔
中取出，放入
吸入器使用

包裝說明

帽蓋
吸入器
吸嘴
按鈕
膠囊置放空艙

進口防潮
包裝藥片

膠囊泡殼
撕開處

每盒含一個吸入器及
30顆吸入膠囊

吸入膠囊

使用教學影片

國語版




台語版



Phiên bản tiếng



Bahasa Indonesia



雙效支氣管擴張劑 (LABA/LAMA)：

可達到雙效支氣管擴張效果，
療效長達 24 小時，一天僅需
使用一次即可有效控制症狀，
避免病情惡化



昂帝博 ONCE DAILY
**ultibro
breezhaler**
indacaterol maleate/glycopyrronium bromide
inhalation powder



1
開

拔開帽蓋並完全打開吸嘴



2
放

將膠囊從鋁箔片取出，
放置於吸入器中央凹槽內



3
蓋

蓋上吸嘴並聽到喀嚓聲

昂帝博

吸入膠囊使用方式

Inhalation Powder User Manual




4
壓

吸入器向上，同時壓兩側
橘色按鈕到底，刺破膠囊後
即可放開



7
丟

打開吸嘴，將空膠囊取
出並丟棄！



6
看

看到膠囊內無殘留藥物，
即可丟棄！若有殘留，
膠囊放回後蓋上吸入器，
重複“吸”的步驟



5
吸

穩定輕輕吸氣（盡可能深
深吸氣），您會聽見呼呼的
聲音，接著閉氣 5-10 秒

註1：可分為1-2次吸入，大多數人在吸1-2次時就能吸完
註2：操作此步驟時請勿壓住兩側按鈕

微風吸入器

三大特色幫助您清楚確認
用藥有信心，自在好呼吸

NOVARTIS

台北市仁愛路2段99號11樓
電話：(02)2322-7777
傳真：(02)2322-7328
www.novartis.com.tw

- 聽** 在你使用吸入器時，膠囊會震動，您會聽見呼呼的聲音
- 嚐** 藥品吸入後，您會感覺嘴巴裡有甜味
- 看** 膠囊本身為半透明，可以清楚看到使用過的膠囊已無藥粉

諾華健康諮詢中心：
0800-880-870

參考資料：昂帝博藥品仿單
僅限醫療專業人士用以衛教確立診斷並處方本
藥品之病患及其家屬本衛教單張僅為輔助說明。
使用前，請詳閱仿單說明書。

TW1805837900-2018-05