





Infloran

高單位純化菌種， 長期儲存活性穩定



Infloran經冷凍減壓乾燥製成凍晶，製劑品質穩定，儲存在2-8°C經過18個月，L. acidophilus與B. bifidum仍各有20億cfu*以上的活性菌。（* cfu = colony forming unit）



Infloran於室溫下(23-27 °C)與55-65%相對溼度儲存，經過2個月L. acidophilus與B. bifidum仍各有10億cfu以上的活性菌。（出處：安定性試驗資料）

Infloran

臨床證實 有益人體的優良菌種

菌種特性	功能 / 特點	L. acidophilus	B. bifidum
來自人體?	適合人體腸道	是	是
可在人類腸道形成菌叢?	可存活並繁殖	是	是
有益腸道健康	1. 預防或緩解腹瀉 2. 與病菌/病毒競爭而預防感染	Ampicillin治療後，較快恢復正常菌叢(1) Ampicillin治療後，較快恢復正常菌叢(3) Clindamycin治療後，較快恢復正常菌叢(2)	
調節免疫反應	1. 抗體增加	抗Salmonella的IgA增加(4)	
	2. 白血球活性增加	胞噬作用增加(5)	
	3. 抗發炎	降低乙狀結腸/直腸的發炎反應(6)	