

TAITA Solution 與他藥之配合變化

1 / 3

產品名	配合品名	配合比(大塚/他藥)	結果	備註
T1～T5	Ceftazidime (500mg/vial)	2mL：溶解液 1mL	RT 24hrs 後微黃澄明液	先用 WFI 5mL 溶解。具配合適合性。
	Cal.Gluconate 10% + Cal.saccharate 0.35%製劑 (10mL/vial)	500mL(or 400mL) :4vials	RT24hrs 無變化	具配合適合性。
	Cal.chlorde 2% + Glucose 10% 製劑 (20mL/Amp)	100mL：10mL	RT24hrs 無變化	具配合適合性。 (Ca ²⁺ 與 H ₂ PO ₄ ⁻ 在鹼性下屬配合禁忌。)
		配合量至 20meq/L	RT24hrs 無變化	
	50%Dextrose	500mL(or 400mL)：20ml	RT 48hrs 無變化	具配合適合性。
	Diphenhydramint 20mg + Calcium Bromide 200mg + Vitamin B6 5mg (Ca ²⁺ 2mEq/vial/5mL)	500mL(or 400mL)：1vial	RT 24hrs 無變化	具配合適合性。
	Erythromycin (500mg/1mL/vial)	500mL(or 400mL)：1vial (final 1～1.25mg/mL)	RT 24hrs 無變化	有無添加 7%NaHCO ₃ 調 pH 值皆一樣(添加量為 100:0.6)。具配合適合性。
	Erythromycin (500mg/1mL/vial)	200mL：2vials (final conc.：5mg/mL)	RT 24hrs 無變化	同上。具配合適合性。
	Imipenem 250mg + Cilastatin 250mg 製劑(vial)	60mL：1vial	RT1hr 後變微淡黃色澄明液	製劑先用 NS 10～20mL 溶解後再配合。具配合適合性。
		上述液再加 1vial	RT1hrs 變橙黃澄明液	
	Lincomycirc. HCl (600mg/2mL/vial)	500mL(or 400mL)：1vial	RT 24hrs 無變化	具配合適合性。
	Lys. Acetylsalicylate 0.9g + Glycine 0.1g (0.5g/vial)	500mL(or 400mL)：1vial or：2vials or：3vials	RT 24hrs 無變化	先用 WFI 5mL 溶解。具配合適合性。
	Moriamin (20mL/vial)	500mL(or 400mL)：1vial	RT 24hrs 無變化	具配合適合性。
	Glucometamine + Glucodiamine + Nicotinamide (10mL/vial)	500mL(or 400mL)：1vial	RT 24hrs 變黃色澄明液	具配合適合性。
	Cal. Phosphorylcholine chloride (2mL/vial)	500mL(or 400mL)：1vial	RT 24hrs 無變化	具配合適合性。
	Thiamlal sodium (0.5g/vial)	500mL(or 400mL)：溶解液 1mL	立即產生白色懸濁狀	先用 WFI 20mL 溶解。屬配合禁忌。
	Rolitetetracyclinl (275mg/vial)	500mL(or 400mL)：1vial	RT 24hrs 變黃色澄明液	先用 WFI 10mL 溶解。具配合適合性。
	Minocyclinel.HCl (100mg/vial)	500mL(or 400mL)：1vial	RT 24hrs 變深黃色澄明液	先用 NS 5mL 溶解。具配合適合性。
	Penicilline G sodium (1000 万 IU/vial)	500mL(or 400mL)：1vial	RT 24hrs 後仍為無色澄明液	先用 NS 10mL 溶解。具配合適合性。
	Piperacilline sodium (2g/vial)	500mL(or 400mL)：1vial	RT 24hrs 後仍為無色澄明液	先用 NS 6mL 溶解。具配合適合性。
	Cefazolin sodium (0.5g/vial)	500mL(or 400mL)：1vial	RT 24hrs 後仍為無色澄明液	先用 Lidocaine inj. 2ml 溶解。具配合適合性。

產品名	配合品名	配合比(大塚/他藥)	結果	備註
T1 ~ T5	Amikacin (500mg/2mL/vial)	500mL(or 400mL) :1vial	RT 24hrs 後仍為無色澄明液	先用 NS 5mL 溶解。具配合適合性。
	Cefoperazone sodium (0.5g/vial)	500mL(or 400mL) :1vial	RT 24hrs 後仍為無色澄明液	先用 NS 5mL 溶解。具配合適合性。
	Tobramycin sulfate (80mg/2mL/vial)	500mL(or 400mL) :1vial	RT 24hrs 後仍為無色澄明液	具配合適合性。
	Kanamycin sulfate (1g/vial)	500mL(or 400mL) :1vial	RT 24hrs 後仍為無色澄明液	先用 NS 5mL 溶解。具配合適合性。
	Cephaloridine (1g/vial)	500mL(or 400mL) :1vial	RT 24hrs 變黃色澄明液	先用 NS 5mL 溶解。具配合適合性。
	Cefamandole (0.5g/vial)	500mL(or 400mL) :1vial	RT 24hrs 變黃色澄明液	先用 NS 5mL 溶解。具配合適合性。
	Cofotaxim sodium (0.5g/vial)	500mL(or 400mL) :1vial	RT 24hrs 變黃色澄明液	先用 WFI 2mL 溶解。具配合適合性。
T1	Aminophylline(2.5%)	500mL : 3vials	RT24hr 後變微淡黃澄明液	具配合適合性。
T2	Aminophylline(2.5%)	500mL : 4vials	RT24hr 後變微淡黃澄明液	具配合適合性。
	Hyosine-N-butylbromide (20mg/1ml/vial)	500mL : 1vial	RT 24hrs 無變化	具配合適合性。
	Diazepam(Valium) (5mg/mL, 2mL/vial)	500mL : 1vial	RT 24hrs 無變化	具配合適合性。
	Lysine Acetylsalicylate (0.9g/vial)	500mL : 1vial	RT 24hrs 無變化	先用 WFI 100mL 溶解。具配合適合性。
	Metoclopramide (5mg/mL, 2mL/vial)	500mL : 1vial	RT 24hrs 無變化	具配合適合性。
	Oxytocin(10 IU/1ml/vial)	500mL : 1vial	RT24hrs 無變化	具配合適合性。
	Piton-s	500mL : 2vials	RT24hrs 無異狀	具配合適合性。
T3	Aminophylline(2.5%)	500mL : 4vials	RT24hr 後變微淡黃澄明液	但 Theophylline 含量隨時間逐漸下降，除非必要，建議不配合
	Losec(Omeprazole) + EDTA 2Na + NaoH	70mL : 1vial	1hrs 後變黃褐色，3hrs 後有黑色沉澱	先用 WFI 3mL 溶解。仿單之標示只允許使用 5%D 及 NS
T3 / T4	Thiopental sodium (0.5g/vial)	500mL : 1vial	沉澱產生	屬配合禁忌。(若加 1% NaOH 使 pH 值至 9.5 以上，PPT 會溶解)
T4	Aminophylline(2.5%)	500mL : 5vials	RT24hr 後變淡黃澄明液	具配合適合性。
	Magnesium Sulfate	400mL : 100mL	RT24hrs 無異狀	A，具配合適合性。
	Piton-s(Qxytocin) (10IU/mL)	500mL : 2mL	RT24hrs 無異狀	C，具配合適合性。
T5	Magnesium Sulfate	400mL : 100mL	RT24hrs 無異狀	D，具配合適合性。
	Piton-s(Qxytocin) (10IU/mL)	400mL : 2mL	RT24hrs 無異狀	B，具配合適合性。
T4 / T5	上述	A + B	RT24hrs 無異狀	具配合適合性。
	上述	C + D	RT24hrs 無異狀	具配合適合性。

產品名	配合品名	配合比(大塚/他藥)	結果	備註
T5	Aminophylline(2.5%)	400mL : 2vials 及 400mL : 3vials	RT24hr 無變化	但 Theophylline 含量隨 時間逐漸下降，除非必 要，建議不配合。
	Aminosteril infant10% (100mL/btl)	80:10, 80:15, 90:20, 90:25, 90:30, 100:30	一般光源及避光下 RT 24hrs 無變化	具配合適合性。
	KCl Inj (10mL/20meq/vial)	400mL : 2vials	RT 2hrs 後變黃色澄明 液，直至 24hrs 無變化	具配合適合性。
	Lyo-povigen inj Trace element inj Solvent for Lyo-povigen 各別	400mL : Lyo- 1vial : trace 1vial	RT 12hrs 無變化 (黃色澄明液)	先將 Lyo 及 trace 混合 、加入 solvent 後，再混 注配合至 T5 內。 具配合適合性。
	Pentothal	400mL : 1vial	沉澱產生。	屬配合禁忌

WFI : Water for injection 的縮寫